

Epilateur Depil Pro - epilation definitive IPL

L'épilateur depil pro par lumière pulsée vous apportera performances, satisfactions et un service permanent. L'ergonomie permet une utilisation confortable et très précise.



Marque :teny

Référence :DEPILPRO

Prix :129.00 €

Epilateur Depil Pro - lumiere pulsee

EPILATEUR PAR LUMIERE PULSEE

VENTE FLASH !!!

DEPIL_{PRO}



Epilateur Depil Pro - lumière pulsée

L'épilateur Depil Pro par lumière pulsée jusqu'à 30 000 flashes

Description de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

Chez vous en 48 Heures.

Livraison avec numéro de suivi + signature (donc livraison garantie à 100 %).

De MARQUE FRANÇAISE, cet **épilateur depil pro** par **lumière pulsée** vous apportera performances, satisfactions et un service permanent. Le concept innovant de cet épilateur offrant une pièce à main compacte et très légère, lui confère une parfaite maniabilité. L'ergonomie permet une utilisation confortable et très précise. La **lumière pulsée** est diffusée à travers le cristal d'exposition, qui couvre une surface de peau de 3,9 cm². Le déclenchement automatique avec une seule touche assure une rapidité d'exécution de la **lumière pulsée**. La sécurité au déclenchement permettant le tir est assuré par deux capteurs et par le contact d'appui du cristal. Le système de régulation photoélectrique de l'**épilateur depil pro** maîtrise la reproductibilité constante et la qualité du flash lumineux émit, pour optimiser la durée de vie de la lampe. Celle-ci est refroidie constamment par un souffle d'air. Le circuit électronique de puissance est en permanence régulé en température, afin d'éviter tout échauffement excessif de l'**épilateur depil pro**.

Fonctions techniques de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

Crystal d'exposition l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

Situé à l'avant de l'**épilateur depil pro**, il concentre le flash lumineux et le diffuse uniformément sur toute sa surface. La lampe (**lumière pulsée**) peut traiter jusqu'a 30 000 flashes ce qui est suffisant pour traiter un corps entier de manière définitive. Vous n'aurez donc pas à la changer.

Capteurs de sécurité de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

Situés à l'avant de l'**épilateur depil pro**, de chaque côté du cristal, les deux capteurs métalliques détectent le gel sur la peau.

Panneau de commande de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

Le panneau de commande intuitif de l'**épilateur depil pro** et l'écran digital permettent une personnalisation simple du traitement par **lumière pulsée**.

Écran digital multifonction l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

L'**épilateur depil pro** est équipé d'un écran digital pour afficher les paramètres essentiels personnalisés et délivrer les informations de contrôle.

- icône peau claire
- icône peau mate
- icône poil fin / moyen et clair
- icône poil épais et foncé
- icône de sécurité
- icône de déclenchement
- compteur de flashes (**lumière pulsée**)

Le compteur de l'**épilateur depil pro** permet de totaliser le nombre de flashes (**lumière pulsée**) effectués par l'appareil, depuis sa première utilisation.

Préparation de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

L'**épilateur depil pro** par **lumière pulsée** dispose de plusieurs fonctions programmées qui assurent une sécurité absolue et une manipulation simplifiée :

- Le flash lumineux n'est diffusé que si le gel est appliqué sur la peau et si le lampe est bien appuyé.
- Si la gâchette est activée ou la sécurité est désactivée, l'**épilateur depil pro** ne fonctionne pas et il émet huit bips
- L'**épilateur depil pro** s'arrête définitivement s'il n'est pas utilisé après trois minutes
- En cas d'un quelconque incident technique dû à l'**épilateur depil pro**, ce dernier s'arrête immédiatement, l'icône de déclenchement et le voyant 2 restent éteint. Porter impérativement les lunettes fournies pour se protéger de la **lumière pulsée** émise en cours du traitement.

Remarque concernant l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

L'**épilateur depil pro** par **lumière pulsée** ne provoque aucun effet secondaire et la sensation perçue est quasiment indolore. L'utilisation doit être confortable et toujours non douloureuse. Entre chaque séance, il ne faut pas s'épiler avec une cire, une crème ou un épilateur, mais il faut toujours se raser ou se couper les poils aux ciseaux.

Composition du gel de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée :

Le gel de contact possède des propriétés spécifiques pour diffuser intégralement le spectre lumineux du flash (**lumière pulsée**) et pour être détecté par le système de sécurité.

Son application hydrate également les couches superficielles de l'épiderme. Il peut être remplacé par le cooling gel.

Caractéristiques techniques de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

Dimensions	: 240 x 82 x 66 mm
Poids	: 440 g
Entrée alimentation	: 230 volts / 50 Hz
Sortie alimentation	: 12 volts en continu - 4 A
Source de lumière	: lampe au xénon borosilicate
Longueur d'ondes	: 620 à 950 nm
Energie lumineuse	: 6 J / cm ²
Durée du flash	: 8 ms
Surface d'exposition	: 30 x 13 mm = 3,9 cm ²
Intervalle entre 2 flashes	: 10 secondes
Compteur total de flashes	: cinq chiffres
Refroidissement de la lampe	: par air ventilé
Sélection du type de peau	: claire ou mate

Sélection du type de poil	: fin, moyen, clair, ou épais, foncé
Sécurité de fonctionnement	: par codage à 4 chiffres
Sécurité de positionnement	: détection par un contact d'appui
Sécurité d'application du gel	: détection par deux capteurs
Contrôle des paramètres	: affichage digital
Contrôle des sécurités	: affichage digital et témoin lumineux
Contrôle du déclenchement	: affichage digital et témoin lumineux
Avertissement d'anomalie	: signal sonore
Emission flash (lumière pulsée)	: si toutes les sécurités sont effectives.

Contenu de l'épilateur Depil Pro par lumière pulsée:

- 1 **épilateur depil pro**
- 1 lunette de protections pour **lumière pulsée**
- 1 rasoir à main
- pastilles autocollantes
- 1 alimentation
- 1 mode d emploi

Les [Lunettes de protection](#) sont également nécessaires (penser à acheter 2 paires de [lunettes](#) dans le cas où vous feriez faire le traitement par une tierce personne).

Voici le lien pour acheter les [lunettes de protection](#).



[Cliquez-ici pour plus d'informations sur la lumière pulsée.](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)